



إفراغ كيس البول

تذكير بالإفراغ عبر الصمام بعد أن يشرح الممرض الطريقة.

01 الاستعداد

اغسلوا اليدين واستعدوا قرب المراض أو الوعاء المخصص.

02 دعم الكيس

أفرغوه قبل امتلائه مع دعمه دون شد القسطرة.

03 فتح الصمام


دعوا البول يخرج دون ملامسة الفوهة للمراض أو الأرض أو الوعاء.

04 الإغلاق

أغلقوا الصمام ونظفوا الفوهة وفق تعليمات الجهاز.

05 التحقق

أعبدوا الكيس أسفل المثانة واغسلوا اليدين. سجلوا الحجم فقط إذا طلب الفريق ذلك.



قسطرة بولية متصلة بكيس للساق: رسم يوضح الموضع.

NIDDK / NIH · المصدر

متى نطلب المساعدة؟

إذا بقي الكيس فارغًا مع الألم فتحققوا فقط من الالتواء والوضعية واتصلوا سريعًا بالفريق. لا تغسلوا القسطرة بأنفسكم.

تكمّل هذه المعلومات شرح الفريق المعالج. تعليماتكم الشخصية وتعليمات الجهاز لها الأولوية. لا ترتجلوا إدخال الأنابيب أو نزعها أو غسلها.

المصادر والمراجع

NHS — Living with a urinary catheter · Memorial Sloan Kettering — Urinary Foley catheter · NHS TEWV — Catheter care

T02 · AR · مصادر تمت مراجعتها في 4 أكتوبر 2026 · ملخص تعليمي